



# Bond 2.1

## Agente de Enlace Universal

Importado por:  
**Soccidentales S.A.S.**

calle 37 Nro.16-64 Barrio  
Teusaquillo.

Telefono: 57-1-751.30.53

### INFORMACION DEL PRODUCTO

MAQUIRA

## Bond 2.1

### Adhesivo dentinario Universal

#### Descripcion:

El Adhesivo Bond 2.1 tiene por objetivo igualar las superficies irregulares y permitir la unión entre el esmalte y los materiales de restauración, como por ejemplo las resinas compuestas y cementos resinosos. El producto incorpora los dos componentes, base y agente adhesivo, en un único frasco, simplificando los procedimientos clínicos, y asegurando excelentes resultados en relación a la fuerza de adhesión.

#### Disponible en las presentaciones:

- 1 Frasco con 4ml
- 1 Frasco con 6ml

#### Ventajas:

- Adhesivo de 5ta Generacion
- Sistema de uso fácil y rápido;
- Incorpora los dos componentes, base y agente adhesivo en un

ÚNICO FRASCO (simplificando los procedimientos clínicos);

- Solvente a base de Etanol;

#### Precauciones:

- Uso exclusivo del cirujano dentista;
- Cerrar el frasco inmediatamente ante de usarlo;
- Productos como el Eugenol o aceite de clavo inhibe n la polimeracion;
- No utilizar el producto con la fecha de caducidad vencida;
- Mantener lejos del alcance de los niños

#### Condiciones de almacenamiento y transporte:

- Almacenar el frasco en un lugar fresco, seco y sin suciedad, evitando el calor, el sol y otras fuentes de luz directa.
- Producto inflamable, no almacenar en lugares donde haya cerca eugenol o materiales con esta composicion.

### Presentacion del producto

0101033001 Bond 2.1 Frasco con 4ml



0101033003 Bond 2.1 Frasco con 6ml



# Modo de Uso

- 1.- Realizar el acondicionamiento total con ácido fosfórico al 37% durante 30 segundos en esmalte y 15 segundos en dentina. Lavar el área y acto seguido secar. Tener cuidado para no deshidratar la dentina en el momento de secar con aire. El área de preparación o la cavidad deberá permanecer levemente húmeda
- 2.- Aplicar una fina capa de **BOND 2.1** con la ayuda de un pincel o microaplicador. Aplicar un chorro de aire y polimerizar durante 20 segundos. Repetir la aplicación si la superficie no está lisa y brillante
- 3.- La cavidad está preparada para recibir el material restaurador.
- 4.- Realizar el acabado de la restauración.



## ¿CUÁLES SON LOS CUIDADOS NECESARIOS PARA UTILIZAR EL PRODUCTO?

- Bond 2.1 es de uso exclusivo para cirujanos dentistas. - El frasco debe ser cerrado inmediatamente después de usar. - Productos como eugenol o aceite de clavo inhiben la polimerización. - No utilice el producto si este está vencido.



*Producto de fabricación  
Brasileira registrado en  
el INVIMA*

## Paso a Paso

**1**  
paso

Realizar el acondicionamiento total con ácido fosfórico al 37% durante 30 segundos en esmalte y 15 segundos en dentina. Lavar el área y acto seguido secar. Tener cuidado para no deshidratar la dentina en el momento de secar con aire. El local deberá permanecer levemente húmedo

**2**  
paso

Aplicar una fina capa de BOND 2.1 con la ayuda de un pincel o bruñidor. Aplicar un chorro de aire y polimerizar durante 20 segundos. Repetir la aplicación si la superficie no está lisa y brillante

**3**  
paso

El local está preparado para recibir el material restaurador

**4**  
paso

Realizar el acabado de la restauración