



Applic

Cemento temporal fotopolimerizable

Importado por:
Soccidentales S.A.S.

calle 37 Nro.16-64 Barrio
Teusaquillo.

Telefono: 57-1-751.30.53

INFORMACION DEL PRODUCTO

MAQUIRA

APPLIC

Descripcion:

El APPLIC es un restaurativo temporal fotopolimerizable y tiene la función de sellar la cavidad pulpar, previniendo la microinfiltración y la salida de medicamentos intracanales, asegurando el éxito del tratamiento endodóntico. Es un producto compuesto de resinas fotopolimerizables, de fácil aplicación y remoción, ya que está listo para su uso. Su formulación no contiene eugenol, siendo compatible con las restauraciones de resinas compuestas.

- Jeringa con diseño diferenciado (Sextavada para un mejor manejo del material);
- Contiene nanopartículas;
- Tiempo de Fotopolimerización: 40 segundos.

Ventajas:

- Previene la micro infiltración y la salida de medicamentos intracanales;
- Fácil de trabajar y aplicar con instrumentos;
- Fácil remoción con sonda/cureta;
- Jeringa con diseño diferenciado (Hexagonal para mejor manejo del material);
- Tiempo de Fotopolimerización 40 segundos;
- Disponible en los colores: A2 y A3.

Puede ser utilizado en cinco procedimientos:

- Dentística: Utilizado en la restauración temporal y elaboración de matriz oclusal ;
- Endodoncia: Utilizado en el sellado de la cavidad;
- Prótesis dental: Utilizado en el sellado de preparación protésica;

- Implantología: Utilizado en el sellado temporal o definitivo de tornillos sobre implantes;
- Ortodoncia: Utilizada en la protección de brackets e hilos..

Presentacion del producto

0101021008 – Applic - Restaurativo
Temporal Fotopolimerizable - A2



Contenido:

2 jeringa de 2g de cemento
temporal fotopolimerizable y 5
aplicadores

Modo de Uso:

APPLIC

Indicación:

COMO RESTAURADOR PROVISIONAL:

1. Para la aplicación del producto no hay necesidad de condicionamiento ácido ni el uso de adhesivo dentales;
2. Limpiar y secar la cavidad deseada;
3. Retirar de la jeringuilla una cantidad suficiente para vedar toda la cavidad en camada única y aplicar en el local;
4. Con la ayuda de un calcador, moldar el formato deseado.
5. Fotopolimerizar por 40 segundos;
6. Verificar la oclusión y si es necesario hacer el desgaste.

Retirada

- Con la ayuda de una cureta dental o sonda exploradora iniciar la retirada de APPLIC pelas extremidades cuidadosamente;
- Hacer el tratamiento definitivo;
- Desechar el empaste provisional retirado. Prohibida su reutilización.

EN EL VEDAMIENTO TEMPORAL DE TORNILLO SOBRE IMPLANTE:

1. Aplicar una camada única sobre el tornillo;
2. Fotopolimerizar por 40 segundos;
3. Chequear la articulación con papel carbono o de articular.

Retirada:

- Con auxilio de una sonda exploradora remover el vedamiento temporal y desechar el material restaurador provisional utilizado;
- El tempo de permanencia del producto es de hasta 30 días. En casos de vedamiento temporal del tornillo sobre implante, hacer la substitución a cada 30 días.

EN EL VEDAMIENTO DEFINITIVO DE TORNILLO SOBRE IMPLANTE:

1. Aplicar una fina camada, protegiendo el tornillo sobre implante;
2. Fotopolimerizar por 40 segundos;
3. Concluir la restauración definitiva, en casos de prótesis atornilladas o proceder a la cimentación de la pieza protética en casos de prótesis cimentadas.

Precauciones:

Uso exclusivo del Profesional dentista. No utilizar este producto como medicación entre canal, solamente como cemento provisorio. Descartar el aplicador tras el uso.

No utilizar en pacientes con sensibilidad al producto. Substancias fenólicas como eugenol (aceite de clavo), fenol, cresol, inhiben la polimerización y no pueden ser utilizadas en la preparación como forro y desinfección.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar preferencialmente con fotopolimerizador de tipo de luz Diodos Emisores de Luz (LED), potencia de 500mW/cm² a 1000 mW/cm². con longitud de onda de 440 a 480nm con alta intensidad.



Español

Applic

Restaurador Provisional Fotopolimerizable

Contenido:
02 jeringas con 2 gr.

Indicación:
APPLIC es indicado para ser utilizado en los procedimientos de restauración provisional y en el vedamiento temporal o definitivo de tornillo sobre implante.

Descripción del Producto:
El APPLIC es un material restaurador provisional fotopolimerizable y posee la función de sellar la cavidad de la pulpa dentaria, previniendo la microinfiltración y la salida de medicamentos intraconductos, asegurando un óptimo resultado del tratamiento endodóntico. Es un producto compuesto de resinas fotopolimerizables, de fácil aplicación y retirada, pues viene listo para el uso. No contienen eugenol, siendo compatible con las restauraciones de resinas compuestas.

Composición:
Grupos dimetacrilatos, catalizadores, carga orgánica, dióxido de silicio, fluoruro sódico, etanol, carbomer, BHT y óxido de hierro.

Modo de uso:

COMO RESTAURADOR PROVISIONAL:

1. Para la aplicación del producto no hay necesidad de condicionamiento ácido ni el uso de adhesivo dentales;
2. Limpiar y secar la cavidad deseada;
3. Retirar una cantidad suficiente para vedar toda la cavidad en camada única y aplicar en el local;
4. Con la ayuda de un calcador, moldar el formato deseado;
5. Fotopolimerizar por 40 segundos;
6. Verificar la oclusión y si es necesario hacer el desgaste.

Retirada